



do more

taskaprosthetics.com



10 Nelson Street, Riccarton, Christchurch 8011, Neuseeland

Produktkatalog

V2.1





Die TASKA Hand ist so konzipiert,
dass sie **stark**, wasserdicht,
beweglich und **anpassungsfähig**
ist, genau wie eine echte Hand.
Sie ist **praktischer** und intuitiver
zu bedienen und gibt dadurch ein
größeres Gefühl von Vertrauen
und Freiheit.

 **TASKA™**

TASKA HandGen2



Die Bilder zeigen das Handgelenk mit Schnelltrennung Gen2, 7 ¾ Zoll, in Schwarz, Weiß und Sand.



Schwarz



Weiß



Sand

Farbausführungen




GRÖSSE (ZOLL)	HANDGELENKTYP	SEITE		FARBE			PRODUKT- KENNZEICHEN
		LINKS	RECHTS	SCHWARZ	WEISS	SAND	
7¾	Handgelenk mit Schnelltrennung (QDW)	•		•			TASKA-C2FB21-U1
					•		TASKA-C2FA21-U1
						•	TASKA-C2FC21-U1
			•	•			TASKA-C1FB21-U1
					•		TASKA-C1FA21-U1
						•	TASKA-C1FC21-U1
	Handgelenk mit Niedrigprofil (LPW)	•		•			TASKA-C2CB21-U1
					•		TASKA-C2CA21-U1
						•	TASKA-C2CC21-U1
			•	•			TASKA-C1CB21-U1
					•		TASKA-C1CA21-U1
						•	TASKA-C1CC21-U1
8¾	Handgelenk mit Schnelltrennung (QDW)	•		•			TASKA-B2FB21-U1
					•		TASKA-B2FA21-U1
						•	TASKA-B2FC21-U1
			•	•			TASKA-B1FB21-U1
					•		TASKA-B1FA21-U1
						•	TASKA-B1FC21-U1
	Handgelenk mit Niedrigprofil (LPW)	•		•			TASKA-B2CB21-U1
					•		TASKA-B2CA21-U1
						•	TASKA-B2CC21-U1
			•	•			TASKA-B1CB21-U1
					•		TASKA-B1CA21-U1
						•	TASKA-B1CC21-U1



robust

do more

Handrückenabdeckungen




- Geliefert im Pack mit 3 Handrückenabdeckungen in einer einzigen Farb- und Seitenausführung. Im Set sind zudem 2 Werkzeuge zum Entfernen der Abdeckungen enthalten.
- Erhältlich in Schwarz, Weiß oder Sand.

Farbausführungen

GRÖSSE (ZOLL)	SEITE		FARBE			PRODUKTKENNZEICHEN
	LINKS	RECHTS	SCHWARZ	WEISS	SAND	
7¾ Gen1, Gen2	•	•	•	•		168-20-106-BK
						168-20-106-WH
					•	168-20-106-SN
		•	•	•		168-20-006-BK
						168-20-006-WH
					•	168-20-006-SN
8¾ Gen1	•	•	•	•		TASKA-LDPB-01
				•		TASKA-LDPW-01
					•	TASKA-LDPS-01
		•	•	•		TASKA-RDPB-01
						TASKA-RDPW-01
					•	TASKA-RDPS-01
8¾ Gen2	•	•	•	•		182-20-103-BK
				•		182-20-103-WH
					•	182-20-103-SN
		•	•	•		182-20-003-BK
						182-20-003-WH
					•	182-20-003-SN

Handflächen-Platten



- Als einzelne Handflächen-Platte geliefert. Das Set umfasst zudem einen TASKA-Schraubenzieher und Schrauben.
- Erhältlich in Schwarz, Weiß oder Sand.


Farbausführungen

GRÖSSE (ZOLL)	SEITE		FARBE			PRODUKTKENNZEICHEN
	LINKS	RECHTS	SCHWARZ	WEISS	SAND	
7¾ Gen1, Gen2	•		•			168-20-105-BK
				•		168-20-105-WH
					•	168-20-105-SN
		•	•			168-20-005-BK
				•		168-20-005-WH
					•	168-20-005-SN
8¾ Gen1	•		•			TASKA-LPPB-01
				•		TASKA-LPPW-01
					•	TASKA-LPPS-01
		•	•			TASKA-RPPB-01
				•		TASKA-RPPW-01
					•	TASKA-RPPS-01
8¾ Gen2	•		•			182-20-104-BK
				•		182-20-104-WH
					•	182-20-104-SN
		•	•			182-20-004-BK
				•		182-20-004-WH
					•	182-20-004-SN

wasserfest




Fingerspitzen & Proximalgriffe



- Fingerspitzen-Kit
- Als 5-teiliger Satz Fingerspitzen geliefert.
 - Das Set umfasst zudem einen TASKA-Schraubenzieher und Schrauben.

GRÖSSE (ZOLL)	PRODUKT-KENNZEICHEN
7¼ Gen1, Gen2	168-20-002
8¼ Gen1	152-20-007
8¼ Gen2	182-20-002



- Proximale anti-Rutsch Griffset
- Ersetzen Sie schnell und einfach die proximalen Griffe (nur Finger) an Ihrer TASKA Hand.

GRÖSSE (ZOLL)	PRODUKT-KENNZEICHEN
7¼ Gen1, Gen2	168-20-007
8¼ Gen1	152-20-032
8¼ Gen2	182-20-007

Zubehör - Benutzer



TASKA-MC-01
Netzladegerät

- Zum Aufladen der Hand an jedem beliebigen Ort über eine Netzsteckdose. Lieferumfang enthält Universal-Steckersatz.



TASKA-CC-01
Kfz-Ladegerät

- Zum Laden der TASKA-Hand unterwegs. Über den 12 - 24V Anschluss im Auto.



192-20-001 (rechte Hand), **192-20-101** (linke Hand)
Reisetasche

- Schützen Sie die TASKA Hand bei Nichtgebrauch und auf Reisen.



TASKA-BTA-01
Bluetooth-Adapter

- Zusätzlicher Adapter zum Anschließen der TASKA Hand an einen PC.

Zubehör - Kliniker



TASKA-BIG1-1
TASKA-Akku

- Zusätzlicher 2000mAh Akku für den TASKA Betriebsschalter.




TASKA-PWR-01
Betriebsschalter

- Zusammen mit TASKA-Akku und Lader zu verwenden.



152--00-064
Akku-Y-Kabel

- Verdoppeln Sie die Gesamtkapazität des TASKA-Stromversorgungssystems der Prothese durch einen zweiten Akku.



TASKA-MDB-01
Laminierdummy-Blöcke


- Zur Prothesenanfertigung. Das Kit umfasst Laminierdummies für beide Akkuzellen, den Betriebsschalter und eine Bohrschablone für den Betriebsschalter (nicht abgebildet).



einfach

do more

Handgelenk mit Schnelltrennung - Laminiermanschette im Kit



- Zur Vervollständigung der Wasserdichtheit nutzen Sie die die Schutzart IP67 erfüllende TASKA QD Laminiermanschette und einen 6-poligen Koaxialstecker (siehe Abbildung).
- Auch als 4-poliger Koaxialstecker erhältlich.

STECKERART	PRODUKT-KENNZEICHEN
6-polig	TASKA-11AB01
4-polig	TASKA-11BB01



- 195-20-004
- MC Dichtring im Kit
- Dieses Kit enthält alle erforderlichen Komponenten zur Erstellung eines wasserdichten Anschlusses der Fillauer Motion Control Handgelenkrotatoren.
 - Siehe Website bezüglich der Kompatibilität.



- 195-20-003
- TASKA Dichtring Ersatzteil-Kit
- Zusätzliche Ersatz-TASKA Dichtringe, 2er-Pack.

Handgelenk mit Niedrigprofil



152-20-031

Laminier-Kit für Handgelenk mit Niedrigprofil

- Zur Herstellung eines neuen Prothesenschafts für Handgelenk mit Niedrigprofil. Betriebsschalter, Akku, Schalterblock und Laminierdummy-Blöcke können zusätzlich erforderlich werden.



152-20-030

Wartungs-Kit für Handgelenk mit Niedrigprofil

- Aufrechterhaltung eines einwandfreien Zustands der Lauf- und Dichtungsflächen des Handgelenks mit Niedrigprofil.



152-20-014

Schalterblock

- Als Ersatz für den im Lieferumfang der TASKA-Hand mit Niedrigprofil enthaltenen Schalterblock zum Anschließen des Stromversorgungssystems an die EMG-Eingänge und die TASKA Hand.

